

Тест за бременност

С индикатор за зачатие

1 НАПРАВЕТЕ ТЕСТА

Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от фолиевата опаковка и отстранете синята капачка. Използвайте тестовия стик веднага.

ИЛИ
ТЕСТВАЙТЕ ВЪВ ВАШАТА СТРУЯ УРИНА

ИЛИ

СЪБЕРЕТЕ ПРОБА ОТ УРИНАТА СИ В
ЧИСТ И СУХ КОНТЕЙНЕР

- Поставете само абсорбиращия накрайник за проба, ориентиран надолу, в струята на урината си **само за 5 секунди**.
- Внимавате да не намокрите останалата част от тестовия стик.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ и да оставите тестовия стик върху равна повърхност.



- Поставете само абсорбиращия накрайник за проба, ориентиран надолу, в урината, както е показано, **само за 20 секунди**.
- Можете да поставите отново капачката и да оставите тестовия стик върху равна повърхност.



2 ИЗЧАКАЙТЕ...

- Символът за изчакване ще мига, за да покаже, че тестът работи.
- Когато символът за изчакване спре да мига, резултатът ви ще се появи. Ако символът за изчакване не се появи, след като сте използвали теста, *вижте грешки в тестовите* от „Въпроси и отговори“.



По време на тестването **никога** не дръжте тестовия стик с абсорбиращ накрайник за проба, ориентиран нагоре.

3 ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТА СИ

Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL има **индикатор за зачатие**, който показва прогнозиран момент на зачеване. Тази информация се показва на дисплея заедно с резултата „Бременна сте“.

- В рамките на **3 минути** дисплеят ще покаже вашия резултат.
- Резултатът „Бременна сте“ може да се появи на дисплея **преди** резултата на индикатора за зачатие. **Изчакайте**, докато символът за изчакване спре да мига, за да видите резултата на индикатора за зачатие. Това може да отнеме до 3 минути.
- Някои резултати може да се покажат и след 1 минута.
- Резултатът ви ще остане на дисплея за около 24 часа.
- Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да направите след това. Вашият лекар ще изчи сли етапа на бременността ви на базата на първия ден от последната ви менструация.
- Зачеването се получава около 2 седмици преди следващата очаквана менструация. Индикаторът за зачатие дава прогнозен момент на зачеване.
- Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на хормона на бременността, hCG (човешки хорион гонадотропин), в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати. Точността на резултата „Бременна сте“/„Не сте бременна“ е над 99%, когато се тествате от деня на очакваната менструация.

Как да тълкувате резултатите

Резултати	Време от зачеването	Как лекарят ви ще датира бременността (на основата на 28-дневен цикъл)*
	Резултатът ви е „Не сте бременна“ <i>вижте въпрос 10</i> от „Въпроси и отговори“.	-
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди около 1–2 седмици.	3–4 седмици
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди около 2–3 седмици.	4–5 седмици
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди повече от 3 седмици.	5+ седмици

*Лекарят ви ще датира бременността от първия ден на последната ви менструация, а не от момента на зачеването.

Грешки в тестовите

Прочетете раздела „Грешки в тестовите“, ако сте използвали тестовия стик и дисплеят не показва никой от резултатите на тази страница.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1 Как работи тестът за бременност Clearblue® DIGITAL?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хорион гонадотропин). Количеството на hCG в тялото се повишава по време на ранна бременност. Clearblue® може да разпознава малки количества от този хормон в урината ви (чувствителността на този тест е 25 mIU/ml). Въз основа на нивото на hCG в урината ви индикаторът за зачатие прогнозира момента на зачеване.

2 Колко е точен тестът за бременност Clearblue® DIGITAL в разпознаването на бременността?

При лабораторни изпитвания тестът за бременност Clearblue® DIGITAL е с точност над 99% при разпознаване на бременността, когато се използва от деня на очакваната менструация. Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. *Вижте въпрос 4.*

3 Колко точен е индикаторът за зачатие на теста за бременност Clearblue® DIGITAL?

Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на hCG в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати. Установено е, че индикаторът за зачатие е 97% в съответствие с извършено впоследствие ултразвуково изследване (11–13 седмици). На базата на проучвания на 187 жени, при които резултатите (1–2, 2–3, 3+ седмици след зачеване) са сравнени с ултразвуково изследване. Ако се тествате повече от 6 седмици след зачеването, индикаторът за зачатие може да покаже неочаквани резултати. Това се дължи на факта, че нивото на hCG в урината е твърде високо, за да може тестът да покаже точна прогноза за времето, изминало от момента на зачеването.

4 Кога мога да се тествам с теста за бременност Clearblue® DIGITAL?

Тестът за бременност Clearblue® DIGITAL може да се използва до 5 дни преди закъснението на менструацията (което е 4 дни преди очакваната менструация). Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. *Вижте таблицата по-долу за резултати от клинични изпитвания на теста за бременност Clearblue® DIGITAL с проби на ранна бременност.*

Ранно тестване	
Брой дни преди очакваната менструация	% проби от бременни жени с резултат „Бременна сте“
-1	98%
-2	97%
-3	90%
-4	65%

Ако резултатът е „Не сте бременна“, но вие все още подозирате бременност, *вижте въпрос 10*. За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като

преброите дните от първия ден на менструацията до деня преди началото на следващата менструация.

- Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.
- Ако нямате представа кога да очаквате менструацията си, препоръчваме да се тествате не по-рано от 19 дни след последния път, когато сте имали сексуален контакт без предпазни средства.

5 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?

- Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате, преди да извършите теста.
- Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, могат да дадат подвеждащи резултати (такива лекарства за забременяване обикновено се поставят с инжекция и тестването твърде скоро след приема им може да покаже фалшив резултат „Бременна сте“).
- Друг тип терапии за забременяване (например кломифен цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви (например контрацептивни таблетки) не би трябвало да повлияят на резултата.
- Ако наскоро сте спрели да приемате хормонални контрацептиви или сте подлагате на терапии за забременяване, като кломифен цитрат, цикълът ви може да е нередовен, което да доведе до тестване твърде скоро.
- Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износила напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сте“.
- Ако наближавате менопауза, може да получите фалшив резултат „Бременна сте“ дори ако не сте бременна.
- При ектопична бременност и овариални кисти могат да се получат подвеждащи резултати.
- При многоплодна и ектопична бременност може да се получат подвеждащи резултати на индикатора за зачатие. Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с вашия лекар.

6 Тестът показва, че съм бременна. Какво да правя?

Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемете след това. Индикаторът за зачатие дава само прогноза за момента на зачеване. Лекарят ви ще изчисли етапа на вашата бременност на базата на първия ден от последната ви менструация. Зачеването се получава около 2 седмици преди следващата очаквана менструация.

7 Тестът показва, че съм бременна, но не смятам, че съм заченала тогава, когато индикаторът за зачатие показва. Това възможно ли е?

Индикаторът за зачатие е с 93% точност, когато се тества първата сутрешна урина. Някои лекарства или медицински състояния може да повлияят на резултата. *Вижте въпрос 5.*

8 Предходен тест показва „Бременна сте“, но се тествам отново и получавам резултат „Не сте бременна“ или менструацията ми дойде. Какво означава това?

Макар че тестът е с над 99% точност при разпознаване на хормона на бременността от деня на очакваната менструация, е възможно да получите резултат „Бременна сте“ и по-късно да установите, че не сте бременна (т.е.

по-късно може да получите резултат „Не сте бременна“ или менструацията ви да дойде). Това може да се дължи на естествено прекъсване на бременността през ранните етапи, известно е като „ранно прекъсване на бременността“, което за съжаление не е рядко срещано, тъй като 1 от всеки 4 бременности завършва с ранно прекъсване на бременността. Ако получите неочаквани резултати, консултирайте се с лекаря си за съвет.

9 Тествах се преди това и резултатът беше „Бременна сте“. Тествах се отново и според индикатора за зачатие броят седмици след зачеването ми е намалал. Какво да правя?

Ако сте се тествали според инструкциите, като сте използвали първата сутрешна урина и в двата случая, и индикаторът за зачатие е показал неочаквани резултати, трябва да се консултирате с лекаря си.

10 Тестът показва, че не съм бременна. Какво да правя?

Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността все още да не е достатъчно високо, за да може да бъде разпознато, или може да сте изчислили погрешно деня на очакваната менструация.

- Ако сте се тествали рано, тествайте се отново, когато се очаква менструацията ви.
- Ако менструацията ви закъснява, тествайте се отново след 3 дни. Ако отново получите резултат „Не сте бременна“ и все още нямате менструация, консултирайте се със своя лекар.

ГРЕШКИ В ТЕСТОВЕТЕ

Грешка с книжка – възникнала е грешка при тестването. Причината може да е, че:

- Абсорбиращият накрайник за проба не е бил ориентиран надолу или тестовият стик не бил поставен върху равна повърхност след прилагане на урината.
- Приложено е твърде голямо или твърде малко количество урина.

Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов тест и се постараете да следвате точно инструкциите.

Празен дисплей – Тестът не е извършен, както се очаква. Това може да се дължи на неспазване на инструкциите. Ще трябва да извършите друг тест. Следвайте внимателно инструкциите за употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИЯ ТЕСТ

Отстранете батерията, преди да изхвърлите тестовия стик. Изхвърлянето на батерията трябва да се извърши съгласно подходяща схема за рециклиране. За да я отстраните, пхнете монета в слота в края и завъртете, за да отворите задната част на тестовия стик. Ако батерията не се вижда, плъзнете дръжката на батерията навън по посока на стрелката, за да улесните отстраняването. **Внимание!** Не разпобявайте, не презареждайте или не изхвърляйте батериите в огън. Изхвърлете останалата част от стика съгласно съответната схема за рециклиране на електрическо оборудване. Не изхвърляйте електрическо оборудване в огън.

CE 0123 Това устройство отговаря на изискванията за електромагнитни емисии на EN61326. Следователно неговите електромагнитни емисии са ниски. Не се очакват смущения от друго електрическо оборудване. Този тест не трябва да се използва в близост до източници на силно електромагнитно излъчване, например мобилни телефони, тъй като те могат да попречат на правилната работа на теста. За да избегнете формиране на електростатичен разряд, не използвайте теста в много суха среда, особено такава, в която има синтетични материали.

Домашен тест за бременност. Да не се приема вътрешно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Оставете на стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се съхранява в хладилник. Да не се използва, ако фолиевата опаковка, съдържаща тестовия стик, е повредена. Да не се използва тестов стик с изтекъл срок на годност. Този продукт съдържа батерии. Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби. Инструкциите са за модел CB9A002.

www.clearblue.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария. Clearblue е търговска марка на SPD. © 2019 SPD. Всички права запазени. Произведено в Китай.

Дистрибутор: OVLASTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия

	Медицинско изделие за интродукция		Партиден номер		Не използвайте повторно
	Температурно ограничение 2°C–30°C		Да се използва до дата:		Производител
					Направете справка с инструкциите за употреба.