

Тест за бременност с индикатор за зачатие

- Ако се тествате след деня на очакваната менструация, можете да го направите по всяко време на деня, за да проверите дали сте бременна.
- Ако се тествате преди деня на очакваната менструация, използвайте първата си сутрешна урина.
- За да получите точни резултати от индикатора за зачатие, трябва да използвате първата си сутрешна урина.
- Не пийте много течности, преди да си направите теста.
- Прочетете внимателно тази листовка, преди да си направите теста.

1 Извършете теста

Когато сте готова за тестването, извадете тестовия стик от фолиевата опаковка и отстранете синята капачка. Използвайте тестовия стик веднага.

ИЛИ
Тествайте под струя урина

ИЛИ

Съберете проба от урината си в чист, сух съд

- Поставете единствено абсорбиращия връх, ориентиран надолу, под струята урина само за 5 секунди.
- Внимавайте да не намокрите останалата част от тестовия стик.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ и да оставите тестовия стик хоризонтално върху равна повърхност.



- Поставете единствено абсорбиращия връх, ориентиран надолу, в урината, както е показано, само за 20 секунди.
- Можете да поставите капачката на мястото ѝ и да оставите тестовия стик хоризонтално върху равна повърхност.



2 Изчакайте...

- Символът за изчакване ще мига, за да покаже, че тестът работи.
- Когато символът за изчакване спре да мига, резултатът ви ще се появи. Ако символът за изчакване не се появи, след като сте използвали теста, направете справка в „Грешки в тестовите“.



По време на тестването **никога** не дръжте тестовия стик с абсорбиращ връх ориентиран нагоре.

3 Отчетете резултата

Индикаторът за зачатие дава прогнозен момент на зачеване. Тази информация се показва на дисплея заедно с резултата „Бременна сте“.

- Дисплеят ще покаже вашия резултат в рамките на 3 минути.
- Резултат „Бременна сте“ може да се появи на дисплея преди резултата на индикатора за зачатие. Изчакайте още, докато символът за изчакване спре да мига, за да видите резултата на индикатора за зачатие. Това може да отнеме до 3 минути.
- Някои резултати може да се покажат и след 1 минута.
- Резултатът ви ще остане на дисплея за около 24 часа.
- Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемете след това. Вашият лекар ще изчисли етапа на бременността ви въз основа на първия ден от последната ви менструация.
- Зачеване настъпва около 2 седмици преди следващата ви очаквана менструация. Индикаторът за зачатие дава прогнозен момент на зачеване.
- Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване (вижте въпрос 3). Точността на резултата „Бременна сте“/„Не сте бременна“ е над 99%, когато се тествате след деня на очакваната менструация.

Как да тълкувате резултатите

Резултати	Период от зачеването	Как лекарят ще датира бременността ви (на основата на 28-дневен цикъл*)
	Резултатът ви е „Не сте бременна“ вижте въпрос 10.	-
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди около 1 – 2 седмици.	3 – 4 седмици
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди около 2 – 3 седмици.	4 – 5 седмици
	Резултатът ви е „Бременна сте“ и сте заченали преди повече от 3 седмици.	5+ седмици

*Лекарят ще датира бременността ви от първия ден на последната ви менструация, а не от момента на зачеването.

Грешки в тестовите

Прочетете раздела „Грешки в тестовите“, ако сте използвали тестовия стик и на дисплея не се показва никой от резултатите на тази страница.

Въпроси и отговори

1 Как работи Clearblue с индикатор за зачатие?

Когато сте бременна, тялото ви произвежда хормона на бременността hCG (човешки хорин гонадотропин). Количеството на hCG в тялото ви се повишава по време на ранна бременност. Тестът може да открива малки количества от този хормон в урината (чувствителността на теста е 25 mIU/ml). Въз основа на нивото на hCG в урината ви индикаторът за зачатие прогнозира момента на зачеване.

2 Каква е степента на точност на Clearblue с индикатор за зачатие при откриване на бременност?

При лабораторни тествания Clearblue с индикатор за зачатие е показал точност над 99% при откриване на бременност, когато е използван след деня на очакваната менструация. Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. Вижте въпрос 4.

3 Каква е степента на точност на индикатора за зачатие?

Индикаторът за зачатие е с точност 93% при определяне на момента на зачеване. Прогнозата се базира на нивото на hCG в урината ви. Нивото на hCG се различава при различните жени и поради това е възможно понякога индикаторът за зачатие да покаже подвеждащи резултати. Установено е, че показаниите на индикатора за зачатие съвпадат на 97% с резултатите от извършено впоследствие ултразвукно изследване за определяне на възрастта на плода (11 – 13 седмици). На базата на проучвания на 187 жени, при които резултатите (1 – 2, 2 – 3, 3+ седмици от момента на зачеване) са сравнени с ултразвукно изследване за определяне на възрастта на плода. Ако се тествате повече от 6 седмици след зачеването, индикаторът за зачатие може да покаже неочаквани резултати. Това се дължи на факта, че нивото на hCG в урината е твърде високо, за да може тестът да покаже точна прогноза за времето, изминало от момента на зачеването.

4 Кога мога да използвам Clearblue с индикатор за зачатие?

Можете да се тествате до 5 дни преди деня на закъснение на менструацията (т.е. 4 дни преди деня на очакваната менструация). Ако се тествате преди деня на очакваната менструация и получите резултат „Не сте бременна“, все пак има шанс да сте бременна. Вижте таблицата по-долу за резултатите от клиничното тестване с проби за ранно откриване на бременност.

Ранно тестване				
Брой дни преди очакваната менструация	-1	-2	-3	-4
% проби от бременни жени с резултат „Бременна сте“	98%	97%	90%	65%

Ако резултатът е „Не сте бременна“ и все пак се съмнявате, че сте бременна, вижте въпрос 10.

За да разберете кога да очаквате менструацията си, изчислете обичайната продължителност на цикъла си, като преброите дните от първия ден на менструацията до деня преди началото на следващата менструация. Ако имате нередовен цикъл, трябва да вземете предвид най-дългия цикъл през последните месеци преди тестването.

5 Може ли лекарство или медицинско състояние да повлияе на резултата?

- Винаги четете инструкциите на производителя на всички лекарства, които приемате, преди да извършите тест.
- Лекарства за забременяване, съдържащи hCG, може да доведат до получаване на подвеждащи резултати (такава лекарства за фертилност обикновено се поставят с инжекция и тестването твърде скоро след приема им може да покаже фалшив резултат „Бременна сте“).
- Друг тип терапии за фертилност (например кломифен цитрат), обезболяващи и хормонални контрацептиви (напр. контрацептивни таблетки) не би трябвало да повлияят на резултата.
- Ако наскоро сте спрели да използвате хормонална контрацепция или използвате терапии за фертилност, като например кломифен цитрат, менструацията ви може да е нередовна, което да доведе до твърде ранно тестване.
- Ако наскоро сте била бременна (дори ако не сте износили напълно плода), може да получите фалшив резултат „Бременна сте“.
- Ако наблюдавате менопауза, може да получите фалшив резултат „Бременна сте“ дори ако не сте бременна.
- При ектопична бременност и овариални кисти могат да се получат подвеждащи резултати.
- При многоплодна и ектопична бременност на индикатора за зачатие може да се получат подвеждащи резултати. Ако получите неочаквани резултати, трябва да се консултирате с вашия лекар.

6 Тестът ми показва „Бременна сте“. Какво трябва да направя?

Ако резултатът ви е „Бременна сте“, трябва да се консултирате със своя лекар, който да ви посъветва какво да предприемете след това. Индикаторът за зачатие дава само прогноза за момента на зачеване. Лекарят ви ще изчисли стадия на вашата бременност въз основа на първия ден от последната ви менструация. Зачеването настъпва около 2 седмици преди следващата очаквана менструация.

7 Тестът ми показва „Бременна сте“, но не смятам, че съм заченала тогава, когато показва индикаторът за зачатие. Това възможно ли е?

Ако резултатът ви е „Бременна сте“, това е с 93% точност, когато се тества първата сутрешна урина. Някои лекарства или медицински състояния може да повлияят на резултата. Вижте въпрос 5.

8 Преходен тест показва „Бременна сте“, но се тества отново и получах резултат „Не сте бременна“ или менструацията ми дойде. Какво означава това?

Макар че тестът е с над 99% точност при откриване на хормона на бременността от деня на очакваната менструация, е възможно да получите резултат „Бременна сте“ и по-късно да установите, че не сте бременна (т.е. по-късно може да получите резултат „Не сте бременна“ или менструацията ви да дойде). Това може да се дължи на естествено прекъсване на бременността през ранните етапи, известно като „ранно прекъсване на бременността“, което за съжаление не е рядко срещано, тъй като 1 от всеки 4 бременности завършва с ранно прекъсване на бременността. Ако получите неочаквани резултати, обърнете се към лекаря си за съвет.

9 Тествам се преди това и резултатът беше „Бременна сте“. Тествам се отново и според индикатора за зачатие броят седмици от зачеването ми е по-малък. Какво трябва да направя?

Ако сте се тествали според инструкциите, като сте използвали първата сутрешна урина и в двата случая, и индикаторът за зачатие е показал неочаквани резултати, трябва да се консултирате с лекаря си.

10 Тестът ми показва „Не сте бременна“. Какво трябва да направя?

Възможно е да не сте бременна или нивото на хормона на бременността все още да не е достатъчно високо, за да може да бъде открито, или може да сте изчислили погрешно деня на очакваната менструация.

- Ако сте се тествали рано, тествайте се отново, когато се очаква менструацията ви.
- Ако менструацията ви закъснява, тествайте се отново след 3 дни. Ако отново получите резултат „Не сте бременна“ и все още нямате менструация, консултирайте се със своя лекар.

Грешки в тестовите

Грешка „Книга“ – възникнала е грешка при тестването. Причините може да са следните:

- Абсорбиращият връх не е бил ориентиран надолу или тестът не е бил поставен хоризонтално върху равна повърхност след прилагане на урината.
- Приложено е твърде голямо или твърде малко количество урина.

Необходимо е да се тествате отново, като използвате нов тест и се постараете да следвате точно инструкциите.

Грешка „Празен дисплей“

Тестът не е проработил според очакването. Това може да се дължи на неспазване на инструкциите. Ще трябва да направите друг тест. Следвайте внимателно инструкциите.

Изхвърляне на вашия тест

Моля, изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби.

Внимание: Устройството съдържа батерии. Не разглобявайте устройството, не презареждайте и не изхвърляйте батериите в огън. Съдържа дребни части. Не поглъщайте който и да е компонент от това устройство. При случайно поглъщане потърсете медицинска помощ.

Това дигитално изделие за инвитро диагностика отговаря на изискванията за емисии и устойчивост на смущения на стандарта EN 61326-2-6:2006. Мерките за противодействие на EMC, използвани в електронния апарат, ще осигурят разумна защита от влиянието на електромагнитните смущения, за които съществува вероятност да възникнат в домашна среда.

Следващите превантивни предупреждения са валидни за оборудване, което съответства на изискванията на EN 61326-2-6:2006.

а) Използвайте този апарат в суха среда, особено при наличие на синтетични материали (облекло, килими и т.н. от синтетични материали), това може да предизвика появата на вредни статични разряди, които да доведат до грешни резултати.

б) Не използвайте този апарат в непосредствена близост до източници на силно електромагнитно излъчване (например мобилни телефони), тъй като те може да предизвикат смущения в правилната му работа.

За самостоятелно тестване у дома. За *инвитро* диагностика. Да не се приема вътрешно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява между 2°C – 30°C. Оставете на стайна температура за 30 минути, преди да се тествате, ако се съхранява в хладилник. Да не се използва, ако фолиевата опаковка е повредена. Да не се използва след изтичане на срока на годност. Този продукт включва батерии. Изхвърляйте в съответствие с местните разпоредби.

	Производител		Не използвайте повторно
	Партиден номер		Медицинско изделие за <i>инвитро</i> диагностика
	Да се използва до дата		Температурно ограничение 2°C–30°C

Дистрибутор: OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA RH: Orbico d.o.o. Koturaška 69, Zagreb, Хърватия.
Tel: 01-3444-800; E-mail: info.hr@orbico.com

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Женева, Швейцария.
Clearblue е търговска марка на SPD. © 2019 SPD. Всички права запазени.